


Lifeturn polvituki

Tuotekoodi

1136-



REIDEN YMPÄRYSMITTA [cm]	KOKO	REIDEN [cm]	YLAOSAN LEIKEYS [cm]	ALAOSAN LEIKEYS [cm]
38-42	S	29	18	12,5
41-45	M	29	18,5	13,5
46-50	L	29	19	14,5
54-62	XL	27	18	16
62-70	XXL	25	18	16,5
70-77	XXXL	22	20	17



2 kpl/pkt

LTK10 Polvituen tasainen kompressiopaine lisää verenkiertoa tehokkaasti polven alueella ja lämmittää mukavasti lihaksia kuljettaen niihin enemmän happea ja vähentää maitohapotusta paremmin kuin tavallinen polvituki.

- 3D kompressio
- lievittää polvikipua laskemalla turvotusta ja painetta
- auttaa polven nivelrikon oireisiin ja antaa vakautta

Näin löydät itsellesi sopivan kokoisen polvituen (kuva 2):

- 1 – Mittaa reitesä ympärystmitta noin 10 cm polven yläpuolelta.
- 2 – Valitse kokosi taulukosta reiden ympärystmitan mukaan.

[Pukemishoje](#)

Mukavuutta treeneihin

Kevyt ja hengittävä rakenne tuntuu pehmeältä ihoa vasten siirtäen kosteutta pois. Kosteutta siirtävä kompressiokangas poistaa nihkeyden tunteen. Lifeturn LTK10 polvitukien hyvä istuvuus tukee polvea napakasti,

muttei purista liikaa.

Pysy paikallaan kovassakin treenissä

Lifeturn LTK10 Polvituen tupla Anti-slip ominaisuus pitää tuen paikallaan vaativankin harjoituksen ajan, ne eivät valu tai rullaudu kuin tavallinen polvituki. Polvituen polven alueen mukainen muotoilu takaa vakaan istuvuuden ja täyden liikeradan.

Laadukas ja kestävä materiaali

Pehmeän tuntuinen ja hengittävä kompressiokangas on ommeltu 3-suuntaistekniikalla mikä takaa ylivoimaisen tuen ja kestävyuden pitkäksi aikaa. Lifeturn LTK10 polvituki ei menetä kompressiotehoaan ajan myötä.

Älä anna polven nivelrikkokivun haitata elämääsi

Polvituen käyttäminen nivelrikon hoidossa voi auttaa sinua tehokkaasti lisäämään vakautta ja vähentämään epämukavuutta. Etenkin, jos polven nivelrikko sijaitsee polven toisella puolella. Polvituki antaa sinulle tukea koko polven alueelta.

LTK10 polvituki mahdollisesti auttaa seuraaviin:

- polven nivelrikko (artroosi)
- niveleffuusio
- turvotuksiin
- tyvinivelen artriitti
- post-operatiivinen ärsytys
- nivelsiteiden instabiliteetti

>Pesuohje:

Pese polvituet käsin viileässä vedessä (Max. 30 astetta) ja miedolla pesuaineella. Kuivaa narulla. Älä rumpukuivaa.

Nimi	Koodi	Hinta
Lifeturn polvituki S (35-40 cm)	11362	35,33 €
Lifeturn polvituki M (41-46 cm)	11363	35,33 €
Lifeturn polvituki L (47-54 cm)	11364	35,33 €
Lifeturn polvituki XL (54-62 cm)	11365	35,33 €
Lifeturn polvituki 2XL (62-70 cm)	11366	35,33 €
Lifeturn polvituki 3XL (70-77 cm)	11367	35,33 €